







## Produktdatenblatt REF 76.16.03

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	76.16.03	Kirschner Bohrdrahtbehälter 16cm Ø 12mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	12143	GTIN	04046826149758
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-767
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Gewicht (kg)	0,100	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie )		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	16cm Ø 12mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Schraube	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4305 (X8CrNiS18-9)		