







## Produktdatenblatt REF 76.17.19

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	76.17.19	Steinmann Nagel Tr/TrØ 4.0mm 20cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90211090
GMDN Code	56643	GTIN	04046826149871
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-078
Klassifizierung	8 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,020	Gebrauchsanweisung	G7080000
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01
  			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie )		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 4.0mm 20cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		