







Produktdatenblatt REF 76.18.28

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	76.18.28	Steinmann Nagel Tr/DkØ 3.5mm 26cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90211090
GMDN Code	56643	GTIN	04046826150204
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-078
Klassifizierung	8 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,025	Gebrauchsanweisung	G7080000
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01
  			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 3.5mm 26cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		