







## Produktdatenblatt REF 76.18.71

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	76.18.71	Steinmann Nagel Tr/rdØ 4.5mm 18cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90211090
GMDN Code	56643	GTIN	04046826150341
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-078
Klassifizierung	8 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,020	Gebrauchsanweisung	G7080000
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK01
  			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie )		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 4.5mm 18cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	<b>Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)</b>		
<b>Hauptteil</b>	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		