







Produktdatenblatt REF 76.22.75

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------------|
| Artikel | 76.22.75 | Steinmann Nagel Tr/VkØ 2.5mm 23cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90211090 |
| GMDN Code | 56643 | GTIN | 04046826150822 |
| Risikoklasse | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 16-078 |
| Klassifizierung | 8 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,008 | Gebrauchsanweisung | G7080000 |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK01 |
|    | | | |
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Maße | Ø 2.5mm 23cm | Beschichtung | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3) | | |