



Produktdatenblatt REF 76.40.03

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	76.40.03	Kirschner Mod USA Extensionsbügel groß	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	46525	GTIN	04046826151058
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	14-101
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Gewicht (kg)	0,700	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)
450.00.63 (Katalog Orthopädie)

Hauptbild

Detailbild



Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)