







Produktdatenblatt REF 76.45.18

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	76.45.18	Draht u Nagelextraktionszsg18.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38830	GTIN	04046826151379
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Gewicht (kg)	0,250	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	18.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		