



Produktdatenblatt REF 76.45.43

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	76.45.43	Kopfschneider21.5cm HM	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32885	GTIN	04046826151478
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-041
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Gewicht (kg)	0,500	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie) 451.03.23 (Prospekt Medicut Scheren u Drahtkneifzg)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	21.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		