






Produktdatenblatt REF 76.45.73

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	76.45.73	Drahtschneidezg23cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32885	GTIN	04046826151522
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-041
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Gewicht (kg)	0,409	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.53 (Katalog Kardio) 450.00.63 (Katalog Orthopädie) 451.03.23 (Prospekt Medicut Scheren u Drahtkniefzg)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	23cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte galvanische Goldschicht (max 0,04mm) auf Teilen der Oberfläche von Instrumenten
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4111 (X110CrMoV15)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Sonstiges	1.4021 (X20Cr13)		