






## Produktdatenblatt REF 76.45.81

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	76.45.81	Bolzenschneider57.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32885	GTIN	04046826151560
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-041
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Gewicht (kg)	2,500	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie )		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	57.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
<b>Hauptteil</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Schraube</b>	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
<b>Sonstiges</b>	1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)		