








## Produktdatenblatt REF 76.45.85

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	76.45.85	Easy Cut Drahtschneidezg20cm HM	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32885	GTIN	04046826151584
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-041
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Gewicht (kg)	0,350	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.53 (Katalog Kardio ) 450.00.63 (Katalog Orthopädie ) 451.03.23 (Prospekt Medicut Scheren u Drahtkniefzg)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	20cm	Beschichtung	Künstlich erzeugte PVD Schicht aus Titan Nitrit z.B. Blackline Scheren
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Sonstiges	1.4125 (X110CrMo17)		