








Produktdatenblatt REF 77.10.71

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	77.10.71	Lange Hohmann Knochenheber 30mm 27cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35048	GTIN	04046826153908
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-508
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Gewicht (kg)	0,280	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK24-1
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	30mm 27cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		