







Produktdatenblatt REF 77.11.34

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	77.11.34	Hohmann Knochenheber34mm 29cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35048	GTIN	04046826153984
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-508
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;03;aj;5L
Gewicht (kg)	0,170	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK20-1
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.63 (Katalog Orthopädie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	34mm 29cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		