






Produktdatenblatt REF 77.60.30

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	77.60.30	mini endroscope Ø 1.9mm 60mm 0°	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189020
GMDN Code	34856	GTIN	04046826154431
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-198
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,090	Gebrauchsanweisung	G776000
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	451.02.11 (Prospekt Instrumente f die Arthroskopie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	Ø 1.9mm 60mm 0°	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	PEEK (Polyetheretherketon)		
Sonstiges	GLAS (Glas)		