



Produktdatenblatt REF 77.61.59

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	77.61.59	arthroscopy sheath 30° Ø 5.5mm 175mm w stop cocks	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	37086	GTIN	04046826391652
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	10-198
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,075	Gebrauchsanweisung	G776101
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	451.02.11 (Prospekt Instrumente f die Arthroskopie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	30° Ø5.5mm 175mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4305 (X8CrNiS18-9)		