





Produktdatenblatt REF 77.61.81

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	77.61.81	Obturator 3-kant NI35mm Ø 2mm for 77.61.80	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	60909	GTIN	04046826450281
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-260
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R004;06;aj;6M
Gewicht (kg)	0,021	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
Maße	35mm Ø 2mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		