



Produktdatenblatt REF 77.85.55

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	77.85.55	Hakenstanze m Schippe aufw gebØ 3.4mm 15°	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35732	GTIN	04046826156848
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	16-269
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R003;06;ai;5X
Gewicht (kg)	0,085	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien	451.02.11 (Prospekt Instrumente f die Arthroskopie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	Ø 3.4mm 15°	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4034 (X46Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	1.4021 (X20Cr13)		
Sonstiges	1.4301 (X5CrNi18-10)		