








Produktdatenblatt REF 78.12.13

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	78.12.13	Steinmann Sehnenhaltezg11.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	62467	GTIN	04046826157531
Risikoklasse	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Klassifizierung	6 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;B;R002;02;ah;3V
Gewicht (kg)	0,021	Gebrauchsanweisung	GATDR00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	11.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		