






## Produktdatenblatt REF 87.30.92

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	87.30.92	Monop Kabel Stecker/Stecker geschützt 3m 4mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	85446010
GMDN Code	60909	GTIN	04046826452773
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-493
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	3m 4mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		