








Produktdatenblatt REF 87.30.95

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	87.30.95	Monop Kabel Stecker/Buchse3m	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	35042	GTIN	04046826161453
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-493
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Gewicht (kg)	0,084	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	3m	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	SILIKON (Poly(organo)siloxane) SILIKON (Poly(organo)siloxane)		