






Produktdatenblatt REF 87.33.51

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	87.33.51	electr extension hexagonal 17.5cm Ø 4.0mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	44683	GTIN	04046826162139
Risikoklasse	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Klassifizierung	NA (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,005	Gebrauchsanweisung	
Latex frei	nein	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	17.5cm Ø 4.0mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Schraube	2.0402 (CuZn40Pb2)		
Griff	PP_10%GF (Polypropylen_10%Glasfaser)		
Sonstiges	PEEK (Polyetheretherketon)		