







Produktdatenblatt REF 87.33.80

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	87.33.80	dental electr hdl Ø 1.6mm w cable	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	60909	GTIN	04046826162221
Risikoklasse	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Klassifizierung	NA (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,300	Gebrauchsanweisung	G873370
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	NIV
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	Ø 1.6mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	PA (Polyamid)		
Sonstiges	2.0060 (Cu-ETP)		