



## Produktdatenblatt REF 88.00.20

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	88.00.20	Anschl Kabel BipolØ 12.5mm 3m	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	85446010
GMDN Code	35042	GTIN	04046826163167
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-493
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Gewicht (kg)	0,090	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	



Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO ) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental ) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie ) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) 451.02.51 (Winter HNO Basis Siebe Instr Sets f die HNO-Chirurgie) 451.06.28 (Prospekt Bipolare Antihaft Pinzetten)
----------------	--

## Hauptbild

## Detailbild



Maße	Ø 12.5mm 3m	Beschichtung	
------	-------------	--------------	--

## Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

## Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	2.0060 (Cu-ETP)
Griff	PA (Polyamid)
Sonstiges	SI (Silicon_(Polysiloxane) )