








Produktdatenblatt REF 88.00.21

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	88.00.21	Anschl Kabel BipolØ 12.5mm 5m	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	85446010
GMDN Code	35042	GTIN	04046826163174
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-493
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Gewicht (kg)	0,127	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) 451.06.28 (Prospekt Bipolare Antihaft Pinzetten)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	Ø 12.5mm 5m	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	2.0060 (Cu-ETP)		
Griff	PA (Polyamid)		
Sonstiges	SI (Silicon_(Polysiloxane))		