








## Produktdatenblatt REF 88.00.23

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	88.00.23	Anschl Kabel BipolØ 8mm 3m	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	85446010
GMDN Code	35042	GTIN	04046826163198
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-493
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Gewicht (kg)	0,086	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO ) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) 451.06.28 (Prospekt Bipolare Antihaft Pinzetten)		
Hauptbild		Detailbild	
  			
Maße	Ø 8mm 3m	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	2.0060 (Cu-ETP)		
Sonstiges	PP_20%GF (Polypropylen_20%Glasfaser)		