







Produktdatenblatt REF 88.00.29

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	88.00.29	Anschl Kabel BipolØ 4mm 5m	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	85446010
GMDN Code	35042	GTIN	04046826427443
Risikoklasse	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-493
Klassifizierung	1 (EU MDR)	Basis UDI-DI	4046826;N002;06;X6
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	GATDN00X
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
 			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	Ø 4mm 5m	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Sonstiges	SI (Silicon_(Polysiloxane)) PP_20%GF (Polypropylen_20%Glasfaser)		