






## Produktdatenblatt REF 88.07.13

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	88.07.13	Bipol non-s Pinz ger20cm 1.0mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	47848	GTIN	04046826423674
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Klassifizierung	9 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	G880702
Latex frei	ja	Aufbereitungsanweisung	MPK10
			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO ) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) 451.06.28 (Prospekt Bipolare Antihaft Pinzetten)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	20cm 1.0mm	Beschichtung	pulverförmige, thermoplastische Polyamid Beschichtung in verschiedenen Farben
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Sonstiges	1.4021 (X20Cr13) SILBER_800 (AgCu_80-20)		