



Produktdatenblatt REF 88.08.08

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	88.08.08	Bipol non-s baj Pinz ger22cm 1.0mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	47848	GTIN	04046826423759
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Klassifizierung	9 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	G880702
Latex frei	ja	Aufbereitungsanweisung	MPK10
			
Medicon Medien	450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) 451.06.28 (Prospekt Bipolare Antihalt Pinzetten)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	22cm 1.0mm	Beschichtung	pulverförmige, thermoplastische Polyamid Beschichtung in verschiedenen Farben
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Sonstiges	1.4021 (X20Cr13) SILBER_800 (AgCu_80-20)		