




Produktdatenblatt REF 88.08.71

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	88.08.71	bipol non-s bay fcps 20cm 0.3mm str 45° ang up	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	47848	GTIN	04046826435271
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Klassifizierung	9 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,037	Gebrauchsanweisung	G880702
Latex frei	ja	Aufbereitungsanweisung	MPK10
			
Medicon Medien	450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) 451.06.28 (Prospekt Bipolare Antihaft Pinzetten)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	20cm 0.3mm 45°	Beschichtung	pulverförmige, thermoplastische Polyamid Beschichtung in verschiedenen Farben
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Sonstiges	1.4021 (X20Cr13) SILBER_800 (AgCu_80-20)		