



Produktdatenblatt REF 88.08.82

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	88.08.82	Bipol non-s baj Pinz ger aufgew24cm 0.6mm 45°	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	47848	GTIN	04046826435332
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Klassifizierung	9 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,000	Gebrauchsanweisung	G880702
Latex frei	ja	Aufbereitungsanweisung	MPK10
			
Medicon Medien	450.00.62 (Katalog Medicon instruments Mund-, Kiefer- u Gesichtschir) 451.06.28 (Prospekt Bipolare Antihalt Pinzetten)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	24cm 0.6mm 45°	Beschichtung	pulverförmige, thermoplastische Polyamid Beschichtung in verschiedenen Farben
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		
Sonstiges	SILBER_800 (AgCu_80-20)		