






Produktdatenblatt REF 88.70.05

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|--|-------------------------|---|
| Artikel | 88.70.05 | Bipol Pinz baj sp19.0cm | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 47848 | GTIN | 04046826163730 |
| Risikoklasse | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 11-502 |
| Klassifizierung | 9 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,044 | Gebrauchsanweisung | G880702 |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon Medien | 450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie) | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|   | | | |
| Maße | 19.0cm | Beschichtung | pulverförmige, thermoplastische Polyamid Beschichtung in verschiedenen Farben |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil Sonstiges | 1.4021 (X20Cr13) PTFE (Polytetrafluorethylen) | | |