






Produktdatenblatt REF 88.70.38

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	88.70.38	Bipol Pinz baj aufw gew st19.0cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	47848	GTIN	04046826163761
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Klassifizierung	9 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,027	Gebrauchsanweisung	G880702
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie)		
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	19.0cm	Beschichtung	pulverförmige, thermoplastische Polyamid Beschichtung in verschiedenen Farben
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Sonstiges	1.4021 (X20Cr13) PTFE (Polytetrafluorethylen)		