





Produktdatenblatt REF 88.80.05

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	88.80.05	irrig cann Ø 5mm 33cm LL w trumpet valve	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	10730	GTIN	04046826163815
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-206
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,053	Gebrauchsanweisung	G888005
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 5mm 33cm	Beschichtung	Galvanisch aufgebrachte Chromschicht auf der Oberfläche
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Griff	1.4301 (X5CrNi18-10) 2.0401 (CuZn39Pb3)		