



Produktdatenblatt REF 88.80.38

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	88.80.38	bipolar coag fcps rippled	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32684	GTIN	04046826307950
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Klassifizierung	9 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,254	Gebrauchsanweisung	G888038
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße		Beschichtung	pulverförmige, thermoplastische Polyamid Beschichtung in verschiedenen Farben
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Griff	PEEK (Polyetheretherketon)		
Sonstiges	1.4301 (X5CrNi18-10)		