




Produktdatenblatt REF 88.80.41

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	88.80.41	hdl only f bipol coag fcps	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	32684	GTIN	04046826307981
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Klassifizierung	9 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,103	Gebrauchsanweisung	G888038
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	PEEK (Polyetheretherketon)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		