





Produktdatenblatt REF 88.80.43

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------|
| Artikel | 88.80.43 | outer tube f bipolar coag fcps | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 32684 | GTIN | 04046826308001 |
| Risikoklasse | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 11-502 |
| Klassifizierung | 9 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,046 | Gebrauchsanweisung | G888038 |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | MPK02 |
|  | | | |
| Medicon Medien | | | |
| Hauptbild | | Detailbild | |
|  | | | |
| Lagerungsbedingungen | | | |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich | | | |
| Werkstoffe | | | |
| | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung) | | |
| Hauptteil Sonstiges | PEEK (Polyetheretherketon) 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |