





Produktdatenblatt REF 88.80.44

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	88.80.44	electr w rippled tip 34cm f bipolar coag fcps	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	47848	GTIN	04046826308018
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	11-502
Klassifizierung	9 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,069	Gebrauchsanweisung	G888038
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	34cm	Beschichtung	pulverförmige, thermoplastische Polyamid Beschichtung in verschiedenen Farben
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8) PEEK (Polyetheretherketon)		