



Produktdatenblatt REF 88.90.20

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	88.90.20	Binner Bipol Elektr18.5cm for Nasenmuschel	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	47848	GTIN	04046826164089
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	15-579
Klassifizierung	9 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,015	Gebrauchsanweisung	G870002
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 450.00.46 (Katalog Sinuskopie)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	18.5cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		