



Produktdatenblatt REF 88.90.25

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	88.90.25	Bipolator gew18.5cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	47848	GTIN	04046826164096
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	15-579
Klassifizierung	9 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,015	Gebrauchsanweisung	G870002
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02



Medicon Medien

Hauptbild

Detailbild



Maße	18.5cm	Beschichtung	
------	--------	--------------	--

Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)