



Produktdatenblatt REF 88.90.40

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	88.90.40	Binner Bipol Elektr geb30cm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	47848	GTIN	04046826164119
Risikoklasse	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	15-579
Klassifizierung	9 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,025	Gebrauchsanweisung	G870002
Latex frei		Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien	450.00.03 (Hauptkatalog the art of surgery) 450.00.37 (Katalog HNO) 451.04.65 (Prospekt Thora MIC Thorakosk Mini Inv Chir)		
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	30cm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		