






## Produktdatenblatt REF 91.05.00

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	91.05.00	endoscope Ø 5.0mm 300mm 0°	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189020
GMDN Code	12291	GTIN	04046826164935
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	12-291
Klassifizierung	5 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,325	Gebrauchsanweisung	G776000
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	Ø 5.0mm 300mm 0°	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	PEEK (Polyetheretherketon )		
Sonstiges	SAPHIRGLAS (Glas aus Saphirkristallen)		