






Produktdatenblatt REF 91.10.30

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	91.10.30	endoscope Ø 10mm 310mm 30°	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189020
GMDN Code	12291	GTIN	04046826165239
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	12-291
Klassifizierung	5 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,290	Gebrauchsanweisung	G776000
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	Ø 10mm 310mm 30°	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Schraube	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Griff	PEEK (Polyetheretherketon)		
Sonstiges	SAPHIRGLAS (Glas aus Saphirkristallen)		