





Produktdatenblatt REF 91.14.40

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	91.14.40	Sicherheitstrokar 3-kant Spitze m VerriegelungØ 5.5mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	37144	GTIN	04046826165635
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	14-154
Klassifizierung	7 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,088	Gebrauchsanweisung	G911440
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 5.5mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4021 (X20Cr13)		