





Produktdatenblatt REF 91.18.20

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	91.18.20	suct a irrig cannula Ø 5mm w 2 way stop-cock	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38749	GTIN	04046826166113
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-206
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,079	Gebrauchsanweisung	G888005
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße	Ø 5mm	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Sonstiges	2.0401 (CuZn39Pb3)		