





## Produktdatenblatt REF 91.18.24

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	91.18.24	Griff m 2 TrompetenvenTilen f Spül u Saugkan	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	38749	GTIN	04046826166144
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-206
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,213	Gebrauchsanweisung	G888005
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
			
Maße		Beschichtung	Galvanisch aufgebrachte Chromschicht auf der Oberfläche
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Griff	2.0401 (CuZn39Pb3)		
Sonstiges	1.4310 (X10CrNi18-8)		