













Produktdatenblatt REF 91.70.03

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	91.70.03	Einweg Schlauchset steril for LS-i20+LS-i30	
VK-Einheit	Pack10	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	60909	GTIN	04046826167202
Risikoklasse	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Klassifizierung	NA (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,904	Gebrauchsanweisung	
Latex frei		Aufbereitungsanweisung	KEIN MP
  			
Medicon Medien	450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie)		
Hauptbild		Detailbild	
Lagerungsbedingungen			
 60 °C	 90 %	 1060 hPa	
	 700 hPa		
			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		