











## Produktdatenblatt REF 91.70.30

11.12.2025

Allgemeine Daten					
Artikel	91.70.30	Infiltrationspumpe kpl LS-i30			
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084		
GMDN Code	60909	GTIN	04046826439989		
Risikoklasse	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code			
Klassifizierung	NA (EU MDD)	Basis UDI-DI			
Gewicht (kg)	4,552	Gebrauchsanweisung	G917030		
Latex frei		Aufbereitungsanweisung			
					
Medicon Medien	450.00.60 (Katalog Plastische Chirurgie )				
Hauptbild		Detailbild			
					
Lagerungsbedingungen					
 60 °C	 90 %	 700 hPa	 1060 hPa		
Werkstoffe					
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)				