



Produktdatenblatt REF 93.00.20

11.12.2025

| Allgemeine Daten | | | |
|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| Artikel | 93.00.20 | Druckluftmotor gew | |
| VK-Einheit | Stück | Zoll Nr. | 90189084 |
| GMDN Code | 44505 | GTIN | 04046826168117 |
| Risikoklasse | 2a (EU MDD) | UMDNS-Code | 16-868 |
| Klassifizierung | 9 (EU MDD) | Basis UDI-DI | |
| Gewicht (kg) | 0,080 | Gebrauchsanweisung | G930000 |
| Latex frei | nicht zutreffend | Aufbereitungsanweisung | KEIN MP |



Medicon Medien

Hauptbild

Detailbild



Lagerungsbedingungen

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich

Werkstoffe

Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)

Hauptteil

KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)