






Produktdatenblatt REF 93.00.25

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	93.00.25	Trepanmotor950 U/min	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	44505	GTIN	04046826168131
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	16-868
Klassifizierung	9 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,700	Gebrauchsanweisung	G930000
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	
			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
 			
Maße	950 U/min	Beschichtung	
Lagerungsbedingungen			
Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		