



Produktdatenblatt REF 93.04.09

11.12.2025

Allgemeine Daten			
Artikel	93.04.09	Diamantkugelfräser XXLØ 4.0mm	
VK-Einheit	Stück	Zoll Nr.	90189084
GMDN Code	36249	GTIN	04046826168865
Risikoklasse	2a (EU MDD)	UMDNS-Code	15-204
Klassifizierung	6 (EU MDD)	Basis UDI-DI	
Gewicht (kg)	0,001	Gebrauchsanweisung	G930110
Latex frei	nicht zutreffend	Aufbereitungsanweisung	MPK02
STERILE R			
Medicon Medien			
Hauptbild		Detailbild	
Maße	Ø 4.0mm	Beschichtung	Künstlich erzeugte Diamantschicht auf Arbeitsenden von Instrumenten
Lagerungsbedingungen			
5 °C 30 °C 10 % 60 %			
Werkstoffe			
	Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)		
Hauptteil	1.4112 (X90CrMoV18)		